

- le attività dotate di cabina beauty, dove razionalizzare gli spazi è indispensabile;
- le operatrici che intendono diversificare la propria offerta;
- le professioniste che offrono un servizio estetico itinerante, consentendo loro di effettuare trattamenti estremamente efficaci in maniera del tutto agevole;
- le scuole di Estetica che intendono valorizzare o completare la propria dotazione didattica (ogni apparecchiatura è dotata di schermate-guida realizzate in maniera semplice e intuitiva, facili da interpretare anche per le allieve alle prime armi che saranno condotte passo dopo passo in ogni fase del lavoro).

MICRODERMOABRASIONE

Grey Mate realizza una dolce esfoliazione che favorisce il ricambio cellulare senza arrecare alcun fastidio. Attraverso il connubio delle tecniche Vacuum e Microdermoabrasione, il trattamento consente di ridurre progressivamente rughe, discromie, smagliature, cicatrici e ispessimenti del tessuto cutaneo. La **prima fase** del trattamento consiste in un massaggio Vacuum che riattiva la pelle. In particolare: facilita la rimozione dei liquidi carichi di scorie, stimola l'attività metabolica degli elementi cellulari, tonifica i tessuti dell'epidermide lasciandola più elastica e luminosa. La **seconda fase** prevede un'efficace esfoliazione del tessuto, realizzata attraverso le tecniche di microdermoabrasione o tachiperussione: la prima è realizzata con microcristalli di alluminio, mentre per la seconda si utilizzano microsferi di vetro che consentono di ottenere un'esfoliazione molto meno aggressiva e adatta anche alle pelli più sensibili. Infine **Grey Mate** consente di applicare prodotti specifici per la cura della pelle con estrema delicatezza, attraverso un piacevole massaggio fotovibrante che calma, drena, distende e detossina il tessuto stimolandone la rigenerazione. Con **Grey Mate** l'operatore è libero di personalizzare la propria azione adattando l'intensità del trattamento e del fotomassaggio al singolo caso specifico.

ELETTROPORAZIONE

Blue Mate agevola la penetrazione e l'assorbimento degli attivi, anche quelli ad alto peso molecolare, attraverso la tecnica dell'Elettroporazione. Si tratta di un metodo che utilizza impulsi elettrici per rendere permeabile la membrana cellulare in modo transitorio. Questa tecnica si divide in due fasi: Elettroporazione ed Elettropulsione. La **prima fase** consiste nella formazione temporanea di elettropori detti "canali acquosi" nella membrana cellulare: si tratta di macropori idrofilici che rendono possibile la penetrazione di sostanze idrofile, anche con un elevato peso molecolare, negli strati più profondi della pelle. Nella **seconda fase** si realizza la vera e propria veicolazione degli attivi all'interno dei canali acquosi. Grazie allo speciale manipolo di cui è dotata **Blue Mate**, che prevede una camera di ionizzazione e colonne elettrodo in cui è possibile inserire direttamente il prodotto, si può unire Elettroporazione ed Elettropulsione in un unico gesto in modo da far penetrare il cosmetico nei macropori prima che questi si richiudano. Il trattamento è completato da un piacevole e funzionale massaggio fotostimolante e/o fotodrenante,



che favorisce la capillarizzazione e la diffusione dei principi attivi assorbiti e allo stesso tempo facilita l'eliminazione delle tossine presenti nel sistema linfatico. Prima di iniziare l'Elettroporazione, **Blue Mate** permette di effettuare una profonda detersione della pelle attraverso l'utilizzo di un manipolo che eroga una lieve ma efficace microcorrente, a cui si abbina uno specifico prodotto. La profonda pulizia cutanea così ottenuta ha la duplice funzione di ridurre la resistenza all'assorbimento superficiale degli attivi che saranno poi successivamente applicati e di evitare che sostanze impure possano penetrare in profondità sfruttando la metodica stessa.

MIOLIFTING VISO E CORPO

Utilizzando speciali micro-impulsi elettrici, **Ruby Mate** consente di: ripristinare le condizioni di tonificazione e rassodamento cutaneo e muscolare, drenare le tossine che ostacolano la rivitalizzazione dei tessuti, agire con effetto lipolitico stimolando con giusta intensità e insieme senso di gradevolezza il sistema metabolico generale e in modo specifico i distretti corporei interessati. **Ruby Mate** esegue le sue azioni stimolanti in modo efficace, grazie all'applicazione di manipoli ergonomici studiati per eseguire con facilità il modellamento di viso e corpo. La macchina supporta inoltre l'applicazione di sedici elettrodi a cerotto, ideali per eseguire trattamenti di tonificazione muscolare e drenaggio.



INFO: tel 051.782368
www.mayabeauty.it