

ste di trattamento della cellulite con una metodica sofisticata che sfrutta la microvibrazione compressiva per stimolare il contorno cutaneo grazie all'apparato AKSS. Per il viso la novità è invece Ailfaci, per trattare l'invecchiamento del volto che utilizza 60 sfere rutilanti di silicone che, fatte scendere sul viso, trasformano la resistenza in Microvibrazione Compressiva, ingenerando un'energia che aumenta l'ossigenazione e il nutrimento dei tessuti. Anche questo trattamento è potenziato dall'utilizzo, in sinergia, di una specifica linea cosmetica.

Per **General Project** l'appuntamento bolognese con i medici estetici è stata l'occasione per illustrare le caratteristiche della sua produzione e porre l'attenzione su Powerflash, l'innovativa macchina per trattamenti a luce pulvata efficace nel campo dell'epilazione permanente. La possibilità di sfruttare gli effetti della luce selezionando diverse lunghezze d'onda permette di trattare ogni tipo di pelo in sicurezza. Powerflash può anche essere utilizzata dai medici per eliminare dal volto i segni dell'età, l'acne, le macchie cutanee e le pigmentazioni.

#### APPARATI E FORMULE DERMOCOSMETICHE

Fra le imprese presenti in occasione del Congresso Sies va segnalata anche **Bioformula** con la sua proposta Light Med (di cui esiste anche la versione per centri estetici Bio-light) che utilizza la foto biostimolazione combinando emissioni di luci LED e LASER, attraverso un software innovativo che ne combina le azioni. L'apparato permette di trattare rughe, inestetismi della cellulite, atonia dei tessuti, smagliature, con azioni di snellimento ed eliminazione delle macchie cutanee. La sua azione punta al riequilibrio dell'attività cellulare e dona compattezza, luce ed elasticità ai tessuti, ristabilendo l'originaria bellezza di viso e corpo.

Fra le aziende espositrici i medici estetici hanno potuto incontrare lo staff e le soluzioni di **LPG**, leader nella metodica brevettata di trattamento corpo e viso Endermologie, attraverso le apparecchiature Colla 98, LR 98 e Lipo 98. I manipoli brevettati delle apparecchiature, muniti di rulli o alette, mobilizzano delicatamente il tessuto cutaneo, permettendo di trattare le zone mirate del corpo e del viso attraverso il principio della stimolazione meccanica. Questa, effettuata sulla superficie della pelle è in grado di inviare messaggi profondi alle cellule (come adipociti e fibroblasti) provocando una risposta fisiologica, come, per esempio, la stimolazione della produzione di collagene e di elastina o la riattivazione della lipolisi.

Per **Maya Beauty Engineering** l'appuntamento del Congresso bolognese è stato interessante sia per presentare le caratteristiche dell'apparato OxyXtra Med sia per comunicare, in un apposito workshop, i risultati di un test condotto dal dottor Domenico Amuso sugli effetti della propulsione a ossigeno. L'apparato e la metodologia, registrata proprio dalla società mbe, è ideale per introdurre principi attivi nello strato superiore della pelle attraverso la propulsione di ossigeno per trattare cellulite, adiposità localizzata, ipercromie senili, lassità cutanea e molto altro. La sperimentazione condotta dal team del **dottor Amuso** con OxyXtraMed ha mostrato che la propulsione a ossigeno è ideale per trattare i segni dell'invecchiamento cutaneo e che il suo impiego porta a un miglioramento dello strato corneo con mantenimento di una buona citomorfosi (riproduzione cellulare).

Oltre agli apparati estetici l'appuntamento Sies ha offerto uno spazio dimostrativo anche per altre tipologie di prodotti.

Foto di MBE



Foto di General Project



**Bioformula** era presente all'evento SIES con le sue proposte cosmetologiche, prodotti che possono essere usati efficacemente in abbinamento ad apparecchiature di visualizzazione transdermica per favorire l'assorbimento dei principi attivi attraverso la cute. In particolare di questi prodotti sta nella possibilità di creare un trattamento personalizzato per ogni persona ma, soprattutto, nelle loro formulazioni che sono senza conservanti, senza coloranti, senza allergeni e senza profumo. Per garantire la sicurezza del prodotto e del risultato, per esempio contro la cellulite, la società produce il gel conduttivo e la polvere anidra con i principi attivi separatamente.

**“ NEL MONDO DEL BELLO ESTETICO LA FIGURA DEL MEDICO SPECIALIZZATO DEVE DIALOGARE CON IL PAZIENTE E NON DARE SOLO SOLUZIONI A UN PROBLEMA ESTETICO ”**

Prima dell'uso vanno miscelati e poi applicati con il manipolo dell'apparato. **BioNike**, invece, marchio dell'azienda **him**, famoso per la sua caratteristica "nickel tested" era presente con la sua completa gamma di color Defence Sun, basato su Filto UVA e UVB fotocristalli di tipo minerale, polimeri ad alto peso molecolare che migliorano la permanenza del sistema filtrante sulla pelle e il particolare Filtoas Complex che previene i danni al Dna cellulare, stimolando le naturali difese fisiologiche (grazie a una associazione brevettata di Betaglucano e L-Carnosina, Vitamina E e Acido Bati-fico). La società ha segnalato ai visitatori professionali anche la linea Defence Body anticellulite, adatta a persone con pelli sensibili, intolleranti, allergiche e per soggetti effetti da celachia. L'efficacia del prodotto è stata testata clinicamente, mostrando un incremento dell'flussio del microcircolo (+27%), una riduzione della circonferenza coscia (-3,8 cm), una riduzione della pelle a buccia d'arancia (-15%) e un aumento dell'elasticità e del tono cutaneo (+58%). **NT**